

Toiletoplossingen voor elke situatie



Comfortabel in je eigen woning blijven wonen.

Welzorg Woning op Maat biedt toiletoplossingen voor uiteenlopende persoonlijke omstandigheden. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van langer zelfstandig wonen, stemmen we onze oplossingen eenvoudig af op uw individuele situaties.

Onze toiletoplossingen

Lichte spoel/föhn-zitting

Het lichte spoel/föhn-opzetsysteem is een toiletzitting met onderdouche en föhn in één. Dit systeem wordt toegepast bij mensen tot ca. 120 kg, die een normaal postuur en een normale zithouding hebben. Daarbij moet de gebruiker een sta-functie en een gecontroleerde zitfunctie hebben. Deze spoel/föhn heeft een tiptoets afstandsbediening.




Washair 400

Een spoel/föhn-opzetsysteem met een eenvoudige afstandsbediening met twee programmeerbare toetsen. Deze spoel/föhn kan belast worden tot 150 kg. De zitting is ruimer en breder en heeft nokken aan de onderzijde voor zijwaartse belasting. De gebruiker moet een sta-functie én een gecontroleerde zitfunctie hebben. Dit is belangrijk als het gaat om de belasting van de spoel/föhn.



Zware spoel/föhn-zitting

Een spoel/föhn-opzetsysteem met een zware massieve toiletzitting die is voorzien van stabilisatieknoppen. Hierdoor is deze geschikt voor zware belasting, zoals bij een zijdelingse transfer vanuit een rolstoel. Het maximale gebruikersgewicht is 150 kg. Deze spoel/föhn heeft een standaard afstandsbediening.



Draaibare zitting

Deze zitting kan 290 graden worden gedraaid terwijl de gebruiker erop zit. Het toilet kan worden gecombineerd met een hoog/laag-systeem en met een spoel/föhn-functie. De toiletzitting kan eenvoudig worden gedraaid d.m.v. een hendel onder de greep van een toiletsteun. De armsteunen kunnen ook eenvoudig worden opgeklapt.



Zorgtoilet

Het zorgtoilet is een oplossing voor mensen die zich niet meer zelfstandig kunnen reinigen. Het zorgtoilet is aan te passen voor iedere gebruiker.

- Het zorgtoilet is extreem belastbaar.
- Diverse toiletzittingen toepasbaar.
- Herverstrekbaar door hoge kwaliteit en weinig onderhoud.
- Levensduur van gemiddeld 20 jaar.





Toiletlift

De toiletlift biedt de gebruiker een functionele oplossing bij het gaan zitten op en opstaan van het toilet. Afhankelijk van de situatie kan er gebruik worden gemaakt van een sta-op systeem of verticale lift.

- Zelfredzaamheid; geen extra kosten voor verpleging aan huis of verhuizing.
- Juiste zithoogte bevordert de stoelgang en verkleint het risico op ziekte en infecties.
- Herverstrekbaar door hoge kwaliteit en weinig onderhoud.
- Te combineren met spoel/föhn-opzetsysteem en zorgtoilet.



Meer weten?

Wil je meer weten over de diverse toiletoplossingen Welzorg Woning op Maat? Onze adviseurs helpen je graag bij het vinden van een oplossing die past bij jouw situatie.

Welzorg Woning op Maat

Wij zijn al ruim 20 jaar dé specialist op het gebied van woningaanpassingen die direct bijdragen aan jouw woongemak. Wij leveren totaaloplossingen op maat die aansluiten bij jouw wensen en behoeften én afgestemd op je huidige woon- en leefsituatie. Ons doel is om er samen met jou voor te zorgen dat je zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Dat thuis en comfortabel kan blijven wonen is vaak al snel voor elkaar met een paar simpele aanpassingen, zoals een antislipvloer of drempelhulp. Maar ook het veilig stallen van een scootmobiel of fiets, het renoveren van jouw badkamer, toilet, keuken of slaapkamer en het plaatsen van een zorgunit behoren tot de mogelijkheden. Welzorg Woning op Maat helpt je graag om veilig in je vertrouwde omgeving te blijven wonen.

- Technisch bouwkundig adviseurs
- Allround gecertificeerde monteurs
- Actief in heel Nederland
- Eigen backoffice, magazijn en depot
- Merkonafhankelijk

Wat kunnen wij bieden?

Wij kunnen bijna alle denkbare aanpassingen op het gebied van comfort en toegankelijkheid in en om jouw woning realiseren, betreffende:

- Keuken
- Badkamer
- Toilet
- Stalling
- Slaapkamer
- Trap
- Toegankelijkheid
- Rondom de woning
- Zorgunit
- Deurverbreding
- Deuropeners

Wie zijn onze opdrachtgevers?

- Gemeenten
- Woningcorporaties
- Zorginstellingen
- Particulieren
- Letselschadeverzekeraars