

KENMERKEN					
- Kleur mat zwart - Delta stuurkolom, verstelbaar - Ergonomische wig wag hand/duim bediening - Elektronische volledig instelbaar: snelheid en rijeigenschappen - Stoelslede - 360° draaibare zitting - Zitting in hoogte instelbaar - Afneembare boodschappenmand - Dagtrip teller - Uren teller - Accu-indicatiemeter - Achteruitkijkspiegel linkerzijde			- Opbergvak in stuurkolom - Verlichting (LED) voor & achter - Richtingaanwijzers (LED) - Remverlichting (LED) - Handrem met elektronische auto-stop functie - Schokdempers voor, hydraulische instelbare vering voor met trommelrem - Hydraulische vering achter - Bumper achter - Volledige bumper voorzijde - Anti-tip systeem - Claxon		
OPMERKINGEN					
Kleur:	mat zwart	Rughoekverstelling:	Ja	Totaal gewicht excl. accu's:	86 kg
Totale lengte:	1390 mm	Zithoogte vanaf plateau:	440 - 540 mm	Totaal gewicht incl. accu's:	132 kg
Totale breedte:	670 mm	Stoelverstelling (horizontaal):	Ja	Maximale gebruikersgewicht:	175 kg
Zitdiepte stoel:	460 mm	Maximale hellingshoek:	15° bij 175 kg		
Zitbreedte stoel:	475 mm	Max. actieradius	44 km, gemeten met 60 Ah accu's volgens ISO 7176:4		
Rughoogte:	550 mm		> 45 km, gemeten met 70 Ah accu's		