



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht cliënt: **kg**

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.329,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

	€ 127		Zitbreedte in mm						
	340	360	380	400	420	440	460	480	
Zitdiepte in mm	360	□	○	○	○	○	○	○	
	380	□	○	○	○	○	○	○	
	400	□	○	○	○	○	○	○	
	420	□	○	○	○	○	○	○	
	440	□	○	○	○	○	○	○	
	460	□	□	□	□	□	□	□	
	480	□	□	□	□	□	□	□	
	500	□	□	□	□	□	□	□	€ 235

LET OP: de zitdiepte is opgemeten vanaf de rug.
Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

Frame lengte VV

ZD: 360-400 = kort
ZD: 420-440 = medium
ZD: 460-480 = lang
ZD: 500 = XL

Frame lengte SA

ZD: 360-400 = kort
ZD: 420-440 = medium
ZD: 460-500 = lang

	Zithoogte voor in mm										
	Voorvork	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
4"	Aluminium (131mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium (158mm)				○	○	○	○	○	○	○
5"	Aluminium (131mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium (158mm)				○	○	○	○	○	○	○
6"	Aluminium (131mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium (158mm)				○	○	○	○	○	○	○
7"	Aluminium (158mm)					○	○	○	○	○	○

De zithoogte achter kan 0-130 mm lager zijn dan de zithoogte voor.

	Zithoogte achter in mm										
	Wielen	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
Achterwielen	22"	○	○		○	○		○	○	○	○
	24"				○	○		○	○	○	○
	25"				○	○	○	○		○	○

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot
buitenzijde zitbuis.



Max. totale hoogte 95 mm
Max. totale lengte 1075 mm


Zitdiepte

a) voor de gebruiker:

Bij een recht zithoudeing dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot
voorzijde zitmat.



Totale breedte met

Voor 0° camber:
Voor 2° camber:
Voor 4° camber:

Rughoogte

a) voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen.

Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.


b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding.



24"

ZB+200 mm
ZB+220 mm
ZB+280 mm



Onderbeen lengte

a) voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot
bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de
hoogte van de kussen mee te
tellen!


Gewicht

Minimaal gewicht vanaf 11 kg*


*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Technische data


Onderstaande data is opgemeten met een Quickie Life R, met een zitdiepte van 500 mm, zithoogte voor van 490 mm en achter van 450 mm, 6" voorwielen en 24" achterwielen.



Vast voorframe



Swing-away frame



Rughoekverstelling



LRF030203
Duwhandvatten
neerklapbaar



LRF030204
In hoogte verstelbare
duwhandvatten



LRF030201
Vaste duwhandvatten



LRF030316
EXO EVO rugbekleding



LRF030317
EXO EVO PRO rugbekleding



LRF040051
i.h.v. armsteun,
lang



LRF040052
Eenmalig i.h.v.
armsteun



LRF040107
Kunststof zijanten
afneembaar



LRF040102
Aluminium zijkant
zonder spatbord



LRF040102
Aluminium zijkant met
spatbord

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs		€
ZITBEKLEDING		
Zitmat		
LRF020001	◊ Naspanbare zitmat	std
LRF020002	□ Naspanbare zitmat met 1 opbergtasje	103
LRF020000	○ Zonder zitmat	gm
Zitkussen met hoes, zwart		
Dikte:	LRF020101 □ 30 mm LRF020102 □ 50 mm (middel hard)	78
Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:		
JAY020002	□ Jay Basic	136
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	322
JAY020001	□ Jay Easy Visco Curved	402
JAY020007	□ Jay Easy Fluid Curved	504
JAY020004	□ Jay Lite	672
Voor de beschikbare maatvoering: zie het orderformulier van het desbetreffende JAY zitkussen		
Accessoires		
LRF090018	□ Positioneringsgordel	139
Zie het orderformulier van JAY Positioning voor verdere positioneringsartikelen		
RUGLEUNING		
Rughoogte	250 - 300 300 - 350 350 - 400 400 - 450	
Rughoogte ingesteld op:	○ 250 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450	
Rugframe		
LRF030001	◊ Vaste rug	std
LRF030015	□ In hoek verstelbare rug, neerklapbaar	143
LRF030512	○ -12° LRF030518 ○ -8° LRF030514 ○ -4°	
LRF030500	○ 0° LRF030504 ○ 4° LRF030508 ○ 8°	
LRF030102	□ Rugvergendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek verstelbare, neerklapbare rug (alleen i.c.m. in hoek verstelbare rug)	193
Duwhandvatten		
LRF030200	◊ Rugbuizen zonder duwhandvatten	std
LRF030201	□ Rugbuizen met vaste duwhandvatten	65
LRF030203	□ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (alleen vanaf rughoogte 300 mm)	272
LRF030204	□ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (alleen vanaf rughoogte 300 mm)	381
LRF030205	□ Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten tbv Jay rug (alleen vanaf rughoogte 300 mm)	381
Rugbekleding		
LRF030316	◊ EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergvak	std
	Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
LRF030317	□ EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergvak	245
	Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
LRF030300	○ Zonder rugbekleding	gm
Built-4-Me C30		
LRF030411	□ Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, 200 x 110 mm	533
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN		
Armsteunen (kies één optie, niet i.c.m. zijkanen & alleen i.c.m. 0° en 1° camber)		
LRF040050	□ US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250mm)	311
LRF040051	□ US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (360mm)	311
LRF040052	□ In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (armlegger instelbaar in kort-lang)	377
Built-4-Me C30		
FMG-ME01-2143-01	□ Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	421
FMG-ME02-3151-01	□ Wegzwenkbare buisarmsteunen, afneembaar	485
Zijkanen (niet i.c.m. armsteunen)		
LRF040102	◊ Aluminium zijkant zonder spatbord, framekleur (effectieve zitbreedte = ZB + 20mm)	std
LRF040107	□ Kunststof zijkanen afneembaar, zwart	175
LRF040103	□ Aluminium zijkant met spatbord, framekleur (effectieve zitbreedte = ZB + 20mm)	188
LRF040104	□ Carbon zijkant met spatbord, zwart (effectieve zitbreedte = ZB + 20mm)	356

© Sunrise Medical 2026 Pagina 30

QUICKIE LIFE R

☒ = Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs			€
FRAME			
LRF010015	☒ Swing Away voorframe		std
LRF010010	☐ Vast voorframe 75°, met 0 mm inset (OBL vanaf 340 mm)		265
LRF010011	☐ Vast voorframe 85°, met 0 mm inset (OBL vanaf 340 mm)(bij ZD 360 t/m 400 mm moet er een ZH verschil zijn van minimaal 30 mm)		474
LRF010016	☐ Vast voorframe 85°, met 20 mm inset (OBL vanaf 340 mm)(bij ZD 360 t/m 400 mm moet er een ZH verschil zijn van minimaal 30 mm)		621
BEENSTEUNEN & VOETPLATEN			
LRF050002	☒ 70° beensteunen (OBL 340 - 470 mm) (t.b.v. kniehoek 110°)		std
LRF050001	☐ 80° beensteunen (OBL 340 - 470 mm) (t.b.v. kniehoek 100°)		123
LRF050041	☐ 90° beensteunen (t.b.v. kniehoek 90°) (niet i.c.m. 6" & 7" en alleen i.c.m. type Xenon)		123
LRF050005	☒ Wegzwenkbare beensteunen, type kunststof, paar		std
LRF050003	☐ Wegzwenkbare beensteunen, type kunststof, links		gm
LRF050004	☐ Wegzwenkbare beensteunen, type kunststof, rechts		gm
LRF050008	☐ Wegzwenkbare beensteunen, type aluminium, paar		86
LRF050006	☐ Wegzwenkbare beensteunen, type aluminium, links		43
LRF050007	☐ Wegzwenkbare beensteunen, type aluminium, rechts		43
LRF050011	☐ Lengte corrigerende comfort beensteunen, paar (vanaf zitbreedte 380 mm)		670
LRF050009	☐ Lengte corrigerende comfort beensteunen, links (beensteun met hoek instelbare voetplaat links) (vanaf zitbreedte 380 mm)		335
LRF050010	☐ Lengte corrigerende comfort beensteunen, rechts (beensteun met hoek instelbare voetplaat rechts) (vanaf zitbreedte 380 mm)		335
Built-4-Me C30			
FMG-MB05-3132-03	☐ Amputatiesteun type HeliX², links		453
FMG-MB05-3132-02	☐ Amputatiesteun type HeliX², rechts		453
Voetplaten			
LRF050020	☒ In hoek instelbare kunststof voetplaat (paar)(vanaf OBL 330 mm; vanaf ZB 360mm met inset vanaf ZB 400 mm)		std
LRF050050	☐ In hoek instelbare aluminium voetplaat (vanaf OBL 350 mm)		173
LRF050102	☐ Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat (vanaf OBL 350 mm; niet i.c.m. comfort beensteun)		245
LRF050126	☐ Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. aluminium voetenplaat (vanaf OBL 340 mm)		241
LRF050131	☐ Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (1) (alleen ZB 320-500mm)		173
LRF050132	☐ Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (1) (alleen ZB 320-500mm)		434
Built-4-Me C30			
FMG-MB03-0826-01	☐ Doorlopende voetplaat type Youngster 3		477
Voetbeugel alleen i.c.m. vast voorframe			
LRF050025	☐ Lichtgewicht in hoek instelbare voetplaat, composiet (niet i.c.m. beensteun, OBL 360 mm - 525 mm)		gm
LRF050024	☐ Lichtgewicht in hoek instelbare voetplaat, aluminium (niet i.c.m. beensteun, OBL 360 mm - 525 mm)		173
Onderbeenlengte (OBL) (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)			
☐ 330 ☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 ☐ 370 ☐ 380 ☐ 390 ☐ 400			
☐ 410 ☐ 420 ☐ 430 ☐ 440 ☐ 450 ☐ 460 ☐ 470			Alle afmetingen zijn in mm
ASPLAAT EN ZWAARTEPUNT INSTELLING (afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)			
LRFCOG23	☐ 23 mm		53
LRFCOG43	☒ 43 mm		std
LRFCOG63	☐ 63 mm		53
LRFCOG83	☐ 83 mm		53
LRF010500	☐ Handbike asplaat (gebruikersgewicht max 100 kg en niet i.c.m. trommelremmen, krukhouders, trapbuis en anti-tip)		391
FRAME ACCESSOIRES (kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)			
Trapbuis			
LRF090003	☐ Trapbuis, paar		272
LRF090001	☐ Trapbuis, links		136
LRF090002	☐ Trapbuis, rechts		136
LRF090009	☐ Krukhouders (alleen i.c.m. trapbuis)		122
LRF090010	☐ 3" transportwielen (niet i.c.m. trapbuis, anti-tip en krukhouders)		422
Anti-tip wegzwenkbaar			
LRF090006	☐ Anti-tip wegzwenkbaar, paar		383
LRF090004	☐ Anti-tip wegzwenkbaar, links		192
LRF090005	☐ Anti-tip wegzwenkbaar, rechts		192
VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS			
LRF090211	☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order (docking pinnen gemonteerd)		114
LRF090212	☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order (docking pins gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)		114
VOORVORK			
LRF080029	☒ Voorvorken, aluminium geanodiseerd		std
LRF080041	☒ Kleur voorvork, zwart		std
LRF080042	☐ Kleur voorvork, zilver		78

QUICKIE LIFE R					
☐ = Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs				€	
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)					
LRF080301	☒	Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)		std	
LRF080302	☐	Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 5" en 6")	74	
LRF080303	☐	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 4" en 5")	147	
LRF080304	☐	Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)	(alleen i.c.m. 4" en 5")	161	
LRF080305	☐	Voorwiel: lucht. Velg standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 6" en 7")	74	
LRF080306	☐	Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver)	(alleen i.c.m. 4" en 5")	161	
Velgkleur: ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Rood ☐ Blauw				66	
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)					
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen			22"	24"	25"
LRF070002	☒	Design radiaalgespaakt		☒	std
LRF070001	☐	Universeel kruisgespaakte wielen	☒	☒	160
LRF070003	☐	Lichtgewicht radiaalgespaakt (max. gebruikersgewicht 125 kg)	☒	☒	317
LRF070005	☐	Spinergy radiaalgespaakt - 18 spaaks		☒	716
LRF070004	☐	Proton achterwielen (lichtgewicht), 24 spaaks (max. gebruikersgewicht 100 kg)	☒	☒	415
LRF070009	☐	Mountain bike achterwielen		☒	438
LRF070010	☐	Extra set mountain bike achterwielen		☒	563
Built-4-Me C30					
LRF070008	☐	Universeel, kruisgespaakte achterwielen, voorzien van trommelremmen		☒	773
BANDEN (kies één bandtype)					
LRF070101	☒	Fijn profiel (alleen i.c.m. 22" en 24")		std	
LRF070102	☐	Massief (25" alleen i.c.m. Proton, lichtgewicht wielen)		127	
LRF070107	☐	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming (alleen i.c.m. 24" en 25")		151	
LRF070104	☐	Marathon plus Evolution (alleen i.c.m. 24" en 25")		122	
LRF090163	☐	Extra set binnen- en buitenband (niet i.c.m. massief)		62	
HOEPELS					
LRF070201	☐	Aluminium transparant coating		gm	
LRF070202	☒	Aluminium zilver geanodiseerd		std	
LRF070204	☐	Edelstaal		88	
LRF070203	☐	Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated) (zie pagina 6 voor de kleuren)		103	
LRF070207	☐	Supergrip ® (22" alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt achterwielen en trommelremmen)		438	
LRF070208	☐	Maxgrepp ® (alleen i.c.m. 22" en 24"; 24" alleen i.c.m. hoepel montage breed 27 mm)		486	
LRF070212	☐	Ellipse 3R, zwart (alleen i.c.m. 24" en 25")		458	
Accessoires					
LRF070250	☐	Hoepelhoezen (niet i.c.m. 25", Ellipse 3R, Supergrip en Maxgrepp hoepels)		156	
Built-4-Me C30					
FMG-MF06-1980-01	☐	Tetra hoepel		358	
HOEPEL MONTAGE					
LRF070317	☐	Standaard = 17mm (niet i.c.m. Maxgrepp hoepels)		gm	
LRF070327	☐	Breed = 27mm (niet i.c.m. Ellipse 3R)		47	
LRF070307	☐	Supersmal = 7mm (alleen i.c.m. edelstaal of Ellipse 3R hoepels)		47	
(niet i.c.m. lichtgewicht, Proton en Spinergy achterwielen en edelstalen hoepels; niet i.c.m. Maxgrepp hoepels)					
CAMBER					
LRF070600	☒	0°		std	
LRF070601	☐	1° LRF070603	☐ 3°	53	
LRF070602	☐	2° LRF070604	☐ 4°	53	
SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. 25", Spinergy en mountainbike wielen)					
LRF070831	☐	Transparant		226	
LRF070822	☐	Pool LRF070820	☐ Oriental LRF070806	☐ Chrome wheel	226
LRF070811	☐	Feather LRF070817	☐ Hot wheels LRF070802	☐ Basketball	226
LRF070814	☐	Graffiti LRF070819	☐ Monkeys LRF070827	☐ Silk	226
LRF070828	☐	Space LRF070812	☐ Flying water LRF070803	☐ Basketball 2	226
Built-4-Me C30					
FMG-MF01-2622-01	☐	Spaakbeschermer eigen design		358	
REMMEN					
LRF060001	☒	Duwremmen		std	
LRF060002	☐	Kniehevelremmen		112	
LRF060010	☐	Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen		58	
LRF060023	☐	Compacte schaarremmen EVO		140	

QUICKIE LIFE R

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ACCESSOIRES

LRF090000	○	Gereedschapsetje	gm	
LRF090025	□	Handpompje	16	
LRF090030	□	Rugzak	95	
750115	□	Quickie design rugzak	99	
750307	□	Quickie design frametasje	84	

TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

LRF090100	○	Transporthulpset (1)	gm	
-----------	---	----------------------	----	--

FRAME KLEUR

Frame	Hoepel (2) € 105	Vork € 87		Frame	Hoepel (2) € 105	Vork € 87	
01 Matt Black	○	□		12 Royal Blue	○	□	□
02 Gloss Black	○	□		13 Brilliant Ocean	○	□	
03 Metallic Shadow	○	□		14 Scarlet Noir	○	□	
04 Starlight White	○	□	□	15 Red Pepper	○	□	□
05 Silver Ore	○	□		16 Cherry Lustre	○	□	
06 Storm Gray	○	□		17 Turbo Green	○	□	
07 Desert Tan	○	□		18 Pink Power	○	□	
08 Desert Sage	○	□		19 Satin Rose	○	□	
09 Salute Green	○	□		20 Mystic Purple	○	□	
10 Velvet Sapphire	○	□		21 Solar Orange	○	□	□
11 Midnight Blue	○	□		22 Velocity Yellow	○	□	

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen

LRF100336	□	Oranje geanodiseerd	250	
LRF100337	□	Blauw geanodiseerd	250	
LRF100338	□	Rood geanodiseerd	250	

LABELKLEUR - voor stickers

LRF100550	◊	Zwart	std	
LRF100551	○	Zilver	gm	

GEKLEURDE ASPLAAT

(niet i.c.m. OAD)

LRF100580	◊	Asplaat geanodiseerd zwart	std	
LRF100581	□	Asplaat geanodiseerd zilver	114	
LRF100582	□	Asplaat geanodiseerd oranje	114	

BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN

FMG-MA01-1185-02	□	Speciale kleur, RAL (zelf invullen)	299	
------------------	---	---	-----	--

(1) dit product is getest volgens de ISO 7176-19 in combinatie met het transporthulpset.


(2) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepel

Dit is een kleine greep uit onze Built-4-Me mogelijkheden. Heeft u een andere wens, vraag dan naar de mogelijkheden via onze Customer Service of uw Sunrise Medical vertegenwoordiger.



Quickie Life R - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Totaal prijs	€

Sunrise Medical Customer Service T: 088 - 50 123 45 E: cs@sunrisemedical.nl	© Sunrise Medical 2026 Pagina 6/7
---	--------------------------------------

LRF050020 - In hoek instelbare kunststof voetplaat	LRF050050 - In hoek instelbare aluminium voetplaten	LRF050102 - Eendelig in hoek instelbare aluminium voetplaat	LRF050131 - Eendelig in hoek instelbare kunststof voetplaat
			
LRF060001 - Standaard remmen	LRF060002 - Kniehevelremmen	LRF060023 - Compacte schaarremmen EVO	LRF060010 - Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen
			
Anti-tip swing-away	LRF090010 - Transitwielen	Trapbuis	LRF090009 - Krukhouder
			
LRF090100 - Transporthulpset			
			
LRF010010 - Vast voorframe 75°, 0 mm inset	LRF010011 - Vast voorframe 85°, 0 mm inset	LRF010016 - Vast voorframe 85°, 2 mm inset	LRF010015 - Swing Away voorframe
			
	LRF090030 - Rugzak	LRF090025 - Handpomp	
			