



Factureren aan:

Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:

Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr.:

- ◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs



reddot winner 2022



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: **125 / 140 kg**

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 3.107,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/voorwaarden

€

FRAMETYPE

NTR010000	◇	Basisprijs Quickie Nitrum	3.107
NTR010034	◇	Nitrum Open frame (max gebruikersgewicht 125 kg)	std
NTR010035	□	Nitrum Hybrid frame (max gebruikersgewicht 140 kg) (min. zithoogte achter 430 mm)	281
Built-4-Me C30			
NTR010036	□	Nitrum Pro Open frame (max gebruikersgewicht 125 kg)	925
NTR010037	□	Nitrum Pro Hybrid frame (max gebruikersgewicht 140 kg) (min. zithoogte achter 430 mm)	1.205

BASISAFMETINGEN

		(LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)									
		€ 127		Zitbreedte in mm						€ 465	
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Zitdiepte in mm	€ 127	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
€ 235		480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- De zithoogte achter kan 0-130 mm lager zijn dan de zithoogte voor.

- Een hoog frame is 40 mm hoger dan het lage frame. Door het kiezen van een kortere en lichte voorvork minimaliseert u het gewicht van de stoel.
Zie pagina 2.

- Zitdiepte wordt gemeten vanaf voorkant rugbuis.

- Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

Zithoogte voor in mm


Voorwiel	Vork (Lengte)		Frame	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
3"	Carbotecture 111mm (1)		Laag	○	○	○												
	Carbotecture 111mm (1)		Hoog					○	○	○								
	111mm				○	○	○	○										
	115 mm (1)		Laag			○	○	○	○									
	Frog Leg (1)							○	○	○								
	111mm								○	○	○	○						
4"	115 mm (1)		Hoog						○	○	○	○						
	Frog Leg (1)									○	○	○	○					
	111mm										○	○	○	○				
	115 mm (1)											○	○	○	○			
	Frog Leg (1)												○	○	○	○		
	111mm													○	○	○	○	
5"	111mm						○	○	○									
	115 mm (1)		Laag					○	○	○								
	Frog Leg (1)											○	○	○				
	111mm												○	○	○			
	115 mm (1)		Hoog											○	○	○		
	Frog Leg (1)															○	○	
6"	115 mm (1)		Laag						○	○	○							
	Frog Leg (1)													○				
	115 mm (1)		Hoog											○	○	○		
	Frog Leg (1)																○	○
	111mm																	
	115 mm (1)																	



Carbotecture®
111 mm



One arm design
111 mm



Frog leg design
149 mm x
41mm

- De zithoogte achter kan 0-130 mm lager zijn dan de zithoogte voor.

- Een hoog frame is 40 mm hoger dan het lage frame. Door het kiezen van een kortere en lichte voorvork minimaliseert u het gewicht van de rolstoel.
Zie pagina 2.

- Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

Zithoogte achter in mm

Wielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (2)(4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (3)(4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Zithoogte achter is ± 10 mm verstelbaar

Nitrum Hybrid -> minimale zithoogte achter = 430 mm

(1) geschikt voor elektrische aandrijvingen

(2) geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 370 en 490 mm

(3) geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 380 en 500 mm

(4) zithoogte 370 mm (24", open frame) en 380 mm (25", open frame) alleen mogelijk icm NTR020012/17/18; Spanbanden zitmat (Airflow)

zithoogte 420 mm (24", hybrid frame) en 430 mm (25", hybrid frame) alleen mogelijk icm NTR020012/17/18; Spanbanden zitmat (Airflow)

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele situaties kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:




Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.

c) Nitrum met in hoek

verstelbare rugleuning:

Gebruik de rugleuningbeugel als basis voor de meting en tel er 6 mm bij op (wanddikte van de rugleuningbeugel) om tot een goede meting te komen.



Totale breedte met

	0° camber:	ZB+170 mm	ZB+170 mm
Max. totale hoogte 1120 mm	3° camber:	ZB+230 mm	ZB+240 mm
Max. totale lengte 910 mm	6° camber:	ZB+290 mm	ZB+300 mm

gemeten met een hoepel afstand van 17 mm

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie:

Std stoel 400 x 400 mm, 3° camber, zwaartepuntinstelling 56 mm

Standaard wighoek 8°

Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel

Productie toleranties: ± 10 mm

Let op:

Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm

Een negatieve zithoek is niet mogelijk.


Gewicht:

Gewicht vanaf 7,5 kg (deze waarde kan per configuratie variëren)


Laag zitframe - Hoog zitframe

Hoog zitframe

Laag zitframe




Standaard frame - frame lengte lang




Frame inset tabel

	Zitbreedte							
Inset	320	340	360	380	400	420	440	460
0 mm	270	290	310	330	350	370	390	410
10 mm	250	270	290	310	330	350	370	390
30 mm	XXX	230	250	270	290	310	330	350


Inset 0 mm



Inset 10 mm



Inset 30 mm



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Nitrum: hoe bereik je een rolstoel van 7,5 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Nitrum bestellen.

Nitrum: 7,5 kg configuratie

Frame: Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 30 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje

Voetplaten: Voetbeugel lichtgewicht

Vork en voorwielen: 111 mm carbotechnure voorvork; 4" voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (zwart)

Achterwielen: 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One; quick-release as, titanium



Rugleuning: Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang, 325 mm hoogte; rugbuisen zonder duwhandvatten

Zijkanten: Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

Asbuis: Carbon superlicht, zwart

Remmen: Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Nitrum

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Nitrum om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

Lichtgewicht opties voor de Nitrum

We hebben verschillende opties voor de Nitrum ontwikkeld om gewicht op de rolstoel te besparen zonder in te leveren aan geschiktheid voor dagelijks gebruik, comfort of duurzaamheid.



Zitmat: Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje (NTR020019): volledig verstelbare zitmat met composiet gespen en lichtere banden (max. gebruikersgewicht 85 kg) (-120 gr vergeleken met zitband "airflow")



Asbuis Carbon superlicht (NTR010403): verlijmd in de asbuis, geen instelbaarheid van de spoorbreedte mogelijk (-160 gr vergeleken met NTR010402 carbon asbuis) (enkel 0° camber):



Voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (NTR080060): lichtgewicht velg, gemaakt van carbon-composiet materiaal (-80 gr vergeleken met voorwiel, massief (soft), velg: aluminium)



Quick release as, titanium (NTR070153): -70 gr vergeleken met quick release as, roestvrij staal

Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang (NTR030159): (-180 gr vergeleken naar standaard rugleuning)

Frameopties Nitrum



Quickie Nitrum Open frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Open L-frame



Quickie Nitrum Pro Open frame
- Vast zwaartepunt
- Open L-frame




Quickie Nitrum Hybrid frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Hybride box-frame



Quickie Nitrum Pro Hybrid frame
- Vast zwaartepunt
- Hybride box-frame

QUICKIE NITRUM										
◇ = Standaard			○ = geen meer-/minderprijs			□ = meerprijs			€	
ZITBEKLEDING										
Zitmat (2)										
NTR020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje							std	
NTR020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasjes (vanaf ZB 360 mm)							103	
NTR020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (vanaf ZB 360 mm)							200	
NTR020012	□	Spanbanden zitting (airflow) met 1 opbergtasje (1) (vanaf ZB 360 mm) (niet i.c.m. ZB 500 mm)							240	
NTR020017	□	Spanbanden zitting (airflow) met 2 opbergtasjes (1) (vanaf ZB 360 mm) (niet i.c.m. ZB 500mm) (niet i.c.m. Freestyle rug)							297	
NTR020018	□	Spanbanden zitting (airflow) met opbergtasje en catheterzak (1) (vanaf ZB 360 mm) (niet i.c.m. ZB 500mm) (niet i.c.m. Freestyle rug)							344	
NTR020019	□	Lichtgewicht spanbanden zitting (airflow) zonder tasje (L) (1) (max ZB = 400 mm) (max. gebruikersgewicht 85 kg)							450	
NTR020000	○	Zonder zitmat							gm	
Zitkussen met hoes, zwart										
Dikte:		NTR020101	□	30 mm	NTR020102	□	50 mm	78		
Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:										
JAY020002	□	Jay Basic							136	
JAY020003	□	Jay Soft Combi P							322	
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved							402	
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved							504	
JAY020004	□	Jay Lite							672	
Voor de beschikbare maatvoering: zie het orderformulier van het desbetreffende JAY zitkussen										
Accessoires										
NTR090018	□	Positioneringsgordel (niet i.c.m. vastgelaste rug)							140	
Zie het orderformulier van JAY Positioning voor verdere positioneringsartikelen										
RUGLEUNING (alleen i.c.m. frametype standaard)										
NTR030157	◇	Standaard rugleuning, vast of neerklapbaar, aluminium met ontgrendelstang (inclusief stabilisatiestang standaard - 78 mm afstand tussen stang en rugpolstering)	Range	○ 250 - 300	○ 300 - 350	○ 350 - 400	○ 400 - 450	(hoogte verstelbaar, binnen range)	std	
NTR030158	□	Twist-lock rugleuning, aluminium (niet i.c.m. ZB 320 mm)(niet in hoogte verstelbaar)(niet i.c.m. NTR030012; in hoek instelbare rug, vast)		○ 275	○ 325	○ 375	○ 425		289	
NTR030159	□	Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang (L) (niet in hoogte instelbaar)(niet i.c.m. NTR030204; rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten)		○ 275	○ 325	○ 375	○ 425		467	
NTR030404	◇	Stabilisatiestang standaard - 78 mm afstand tussen stang en rugpolstering (alleen i.c.m. NTR030159, lichtgewicht rug)		○ 300	○ 350	○ 400	○ 450		std	
NTR030403	□	Stabilisatiestang ondiep - 48 mm afstand tussen stang en rugpolstering (alleen i.c.m. NTR030159, lichtgewicht rug)							250	
NTR030012	◇	In hoek instelbare rug, vast (-17,5° tot +10°)							std	
NTR030015	□	In hoek instelbare rug, neerklapbaar, kleur: zwart (-17,5° tot +10°)							145	
	Kleur:	□ Oranje	□ Zilver	□ Rood	□ Blauw					33
NTR030102	□	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), alleen i.c.m. in hoek verstelbare rug, neerklapbaar (NTR030015) (-17,5° tot +10°)							193	
PRO RUGLEUNING (alleen i.c.m. frametype PRO)										
NTR010038	○	Rugframe tbv Nitrum pro, hoekverstelbaar (alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame of Nitrum Hybrid Pro)		○ 275	○ 325	○ 375	○ 425		gm	
NTR010044	□	Rugframe tbv Nitrum pro, vastgelast (alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame of Nitrum Hybrid Pro) (niet mogelijk i.c.m. transporthulpsel)		○ 275	○ 325	○ 375	○ 425		484	
				○ 300	○ 350	○ 400	○ 450			
		Rughoek instelling	○ Rughoek -4° (86)	○ Rughoek -2° (88)	○ Rughoek 0° (90)	○ Rughoek 2° (92)	○ Rughoek 4° (94)		gm	
NTR030404	◇	Stabilisatiestang standaard - 78 mm afstand tussen stang en rugpolstering							std	
NTR030403	□	Stabilisatiestang ondiep - 48 mm afstand tussen stang en rugpolstering							250	
SB0328	□	Lumbaalknik (vul schema in op pagina 9)							410	
RUGLEUNINGOPTIES (i.c.m. alle frametypen)										
Duwhandvatten (niet i.c.m. Freestyle rug)										
NTR030200	◇	Rugbuizen zonder duwhandvatten (L)							std	
NTR030201	□	Rugbuizen met vaste duwhandvatten							65	
NTR030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (2) (alleen mogelijk vanaf 325 mm rug)							272	
NTR030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (+) (alleen mogelijk vanaf 325 mm rug)(ovale rugbuizen)							381	
NTR030205	□	Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten t.b.v. Jay rug							381	
Built-4-Me C30										
FMG-MD06-3339-01	□	Ronde duwhandvatten ipv standaard in hoogte verstelbare duwhandvatten (alleen i.c.m. NTR030204, rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten)							110	
Rugbekleding										
NTR030316	◇	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte							std	
	Kleuraccent	○ Zwart	○ Oranje	○ Zilver	○ Rood	○ Blauw				
NTR030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte							245	
	Kleuraccent	○ Zwart	○ Oranje	○ Zilver	○ Rood	○ Blauw				
NTR030300	○	Zonder rugbekleding							gm	
Zie het orderformulier van JAY J3 Rug voor overige ruggen										
FREESTYLE RUGLEUNING (in hoek instelbaar)										
NTR030090	□	Freestyle Rugleuning, J3 Carbon Rugleuning, shallow contour (SC) (voldoet niet aan crashtest volgens ISO 7176-19)							1854	
		○ Rughoogte 240 mm (rughoogte 275 - 350 mm)								
		○ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm								
		○ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm								
		○ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm								
		○ Rughoogte 310 mm (rughoogte 325 - 425 mm)								
		○ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm								
		○ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm								
		○ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm								
NTR030012	◇	In hoek instelbare rugleuning, vast (-17,5° tot +10°)							std	
NTR030015	□	In hoek instelbare rugleuning, neerklapbaar, standaard kleur: zwart (-17,5° tot +10°)(met ontgrendelstang)							145	
	Kleur:	□ Oranje	□ Zilver	□ Rood	□ Blauw					33
NTR030102	□	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), alleen i.c.m. in hoek verstelbare rug, neerklapbaar (NTR030015)							193	
NTR030211	□	Duwhandvatten afneembaar (alleen i.c.m. Freestyle rugleuning)							266	
(1) het is niet mogelijk een spanbandenzitting te wijzigen in een standaard zitmat (2) minimale rughoogte i.c.m. Twist-lock rugleuning, aluminium is 350 mm								Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.nl		
								© Sunrise Medical 2026 pagina 4/11		

QUICKIE NITRUM

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs			€
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN			
Armsteunen			
NTR040050	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250 mm) (+)	312
NTR040051	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (330 mm) (+)	312
NTR040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (+) (1) (armlegger lang - kort instelbaar)	377
Built-4-Me C30			
NTR040117	□	Wegzwenkbare buisarmsteunen, afneembaar (+) (niet i.c.m. handbike asplaat)	485
Zijkanten			
NTR040102	◇	Aluminium zijkanten zonder spatbord, framekleur	std
NTR040061	□	Zijkanten naar achter wegklapbaar (niet mogelijk i.c.m. Nitrum Pro met vastgelast rugframe)(niet i.c.m. twist-lock rugleuning)	508
NTR040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord, framekleur (min. zithoogte 390 mm)	188
NTR040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (L) (24" min. ZH achter 410mm, 25" min. ZH achter 430 mm)	87
NTR040104	□	Carbon zijkanten met spatbord, zwart (min. zithoogte 390 mm)	356
NTR040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	175
Built-4-Me C30			
FMG-ME01-2143-03	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	433
VOETPLATEN			
Voetplaten			
NTR050029	◇	Voetbeugel lichtgewicht (L) (OBL 360 mm - 520 mm)	std
NTR050030	□	Voetbeugel met kunststof plaat (OBL 360 mm - 520 mm)	89
NTR050025	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet (OBL 360 mm - 520 mm)	140
NTR050024	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium (OBL 360 mm - 520 mm)	140
NTR050026	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon (OBL 360 mm - 520 mm)	381
NTR050125	□	Performance voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat (OBL 360 mm - 520 mm)	260
NTR050034	□	Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat (OBL 220 mm - 390 mm)	314
Built-4-Me C30			
NTR050022	□	Gedeelde voetplaten, aluminium (+) (2) (niet i.c.m. 4" of 6" voorwiel)	390
NTR050128	□	Doorlopende voetplaat, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, wegklapbaar naar achter (+) (3) (niet i.c.m. 4" voorwiel)	386
FMG-MB02-3140-01	□	Y-Style voetbeugel	224
Onderbeenlengte (OBL) (Alle afmetingen in mm) (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)			
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290			
○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370			
○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450			
○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510 ○ 520			
Laag frame: OBL 220 - 350 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 360 - 500 mm			
Hoog frame: OBL 220 - 390 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 400 - 520 mm			
FRAME			
NTR010206	◇	Framelengte standaard	std
NTR010207	□	Framelengte lang (20 mm langer tussen voorkant zitmat en kniehoek)	233
NTR010012	◇	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" of 6" voorwielen)	std
NTR010013	□	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" of 6" voorwielen)	475
NTR010009	□	Voorframe Performance compact 92° (t.b.v. kniehoek 88°) (4) (alleen i.c.m. 0 of 30 mm inset)	475
NTR010100	◇	Frame-inset 0 mm	std
NTR010101	□	Frame-inset 10 mm (elke zijde van het frame)(niet i.c.m. 92° frame)	412
NTR010103	□	Frame-inset 30 mm (elke zijde van het frame) (niet i.c.m. met ZB 320 mm)	412
NTR110156	□	LED verlichting (gemonteerd onderzijde voorframe, accu in kuitband)	185
Built-4-Me C30			
FMG-MC05-3306-01	□	Ergozit (vul schema in op pagina 9) (alleen i.c.m. spanbanden zitbekleding)(alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame)	1070
ZWAARTEPUNTINSTELLING			
Kies één van de 8 opties			
NTRCOG20	○	20 mm	
NTRCOG32	○	32 mm	
NTRCOG44	○	44 mm	
NTRCOG56	○	56 mm	
NTRCOG68	○	68 mm	
NTRCOG80	○	80 mm	
NTRCOG92	○	92 mm	
NTRCOG104	○	104 mm	
NTR010500	□	Handbike asplaat (+) (altijd 3° meer dan de std camber) (niet i.c.m. PRO frame)	390
NTR090014	□	Frame versterkingskit t.b.v. Quickie Attitude (niet mogelijk en noodzakelijk i.c.m Hybrid frame)	398
(1) niet i.c.m. zwaartepunt 92 mm of 104 mm			
(2) OBL vanaf 380 mm , laag frame en 420 mm, hoog frame. Max. ZB 460 mm			
(3) max. gebruikersgewicht 125 kg, OBL vanaf 330 mm			
(4) min. hoogte verschil voor-achter: 30 mm, voorwielen zijn niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6"			
Voor meer informatie			
bezoek onze website			
www.sunrisemedical.nl			
© Sunrise Medical 2026			pagina 5/11

QUICKIE NITRUM										
◇ = Standaard		○ = geen meer-/minderprijs		□ = meerprijs		€				
FRAME ACCESSOIRES										
NTR090031	□	Achtervering tot 70 kg (+) (1)					(niet i.c.m. Hybrid frame)	633		
NTR090032	□	Achtervering tot 120 kg (+) (1)					(niet i.c.m. Hybrid frame)	633		
NTR090001	□	Trapbuis links						136		
NTR090002	□	Trapbuis rechts						136		
NTR090003	□	Trapbuis, paar						272		
NTR090009	□	Krukhouder					(alleen i.c.m. trapbuis)	122		
NTR090004	□	Anti-tip wegzwenkbaar links(+)						192		
NTR090005	□	Anti-tip wegzwenkbaar rechts (+)						192		
NTR090006	□	Anti-tip wegzwenkbaar paar (+)					(niet i.c.m. trapbuis)	383		
NTR090007	□	Anti- tip uitneembaar paar (+)						383		
NTR090033	□	Anti-tip, flip up links (+)					(niet i.c.m. handbike asplaat)	296		
NTR090008	□	Anti-tip, flip up rechts (+)					(niet i.c.m. handbike asplaat)	296		
NTR090035	□	Anti tip sport, centraal gemonteerd (+)					(niet i.c.m. carbon asbuis)(niet i.c.m. ZP 20 mm)	375		
NTR090010	□	Transitwieltjes, 3" (+)						422		
NTR010040	□	Design frame beschermers						78		
VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE										
(niet i.c.m. vering)(niet i.c.m. compacte schaarrem, lichtgewicht)										
NTR090211	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order					(docking pinnen gemonteerd)	114		
NTR090212	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order					(docking pinnen gemonteerd; gebruik apart ATTITUDE orderformulier)	114		
VOORVORK										
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)										
NTR080013	◇	Voorvork Carbotecture® (L)		NTR080041	○	Zwart	(alleen i.c.m. 111 mm) (niet geschikt voor elektrische aandrijvingen)	std		
		NTR080043	□	Oranje	NTR080042	□	Zilver	NTR080044	□	
						Rood (2)	NTR080045	□	Blauw (2)	
								78		
NTR080029	○	Voorvork aluminium		NTR080041	○	Zwart	(alleen i.c.m. 115 mm)	gm		
		NTR080042	□	Zilver				78		
NTR080008	□	Single Arm design voorvork		NTR080041	○	Zwart	(alleen i.c.m. 111 mm & 4" en 5" aluminium velg)	225		
		NTR080043	□	Oranje	NTR080042	□	Zilver	NTR080044	□	
						Rood	NTR080045	□	Blauw	
		Built-4-Me C30								
NTR080007	□	Frog Leg voorvork (schokabsorberend) (+)					(alleen i.c.m. 4" en 5" massief en aluminium velgen)(zwart)	598		
VOORWIELEN										
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)										
NTR080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)					(niet i.c.m. Single Arm voorvork)	3"	4"	5"
							✓	✓	✓	
NTR080302	□	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)					(niet i.c.m. Single Arm voorvork)			✓
									73	
NTR080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)					(niet i.c.m. Single Arm voorvork)		✓	✓
									147	
NTR080304	□	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)							✓	✓
									160	
NTR080306	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)							✓	✓
									160	
		Velgkleur: □ Oranje □ Zwart □ Rood □ Blauw								66
NTR080060	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: carbon composiet (zwart)							✓	
									180	
ACHTERWIELEN										
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)										
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen								24"	25"	
NTR070002	◇	Design wiel - 36 spaaks (zilver)						✓		std
NTR070001	□	Universeel kruisgespaakt - 36 spaaks (zilver) (+)						✓		160
NTR070003	□	Lichtgewicht achterwielen - 24 spaaks (zilver)					(max. gebruikersgewicht 125 kg)	✓	✓	317
NTR070004	□	Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) (L)					(max. gebruikersgewicht 100kg)	✓	✓	415
NTR070005	□	Spinergy achterwielen - 18 spaaks (zwart), naaf zilver						✓	✓	704
NTR070007	□	Spinergy achterwielen - 12 spaaks (zwart), naaf zwart						✓	✓	922
NTR070009	□	Mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)						✓		438
NTR070010	□	Extra set mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)						✓		563
Quick release as										
NTR070150	◇	Quick release as, roestvrij staal								std
NTR070153	□	Quick release as, titanium (L)					(niet i.c.m. universeel kruisgespaakt achterwielen)			170
Spaakbeschermers										
(alleen mogelijk i.c.m. 24")										
NTR070831	□	Transparant		NTR070827	□	Silk	NTR070833	□	Zebra	
									226	
NTR070823	□	Princess		NTR070830	□	Tiger	NTR070818	□	Jungle Fever	
									226	
NTR070816	□	Happy Lions		NTR070813	□	Galactica	NTR070811	□	Feather	
									226	
NTR070820	□	Oriental		NTR070821	□	Pirates	NTR070806	□	Chrome wheel	
									226	
NTR070829	□	Superhero		NTR070814	□	Graffiti	NTR070803	□	Basketball 2	
									226	
NTR070817	□	Hot wheels		NTR070802	□	Basketball	NTR070828	□	Space	
									226	
NTR070822	□	Pool		NTR070812	□	Flying water	NTR070819	□	Monkeys	
									226	
Built-4-Me C30										
FMG-MF01-2622-01	□	Spaakbeschermer eigen design								359
(1) niet i.c.m. zwaartepunt 68 - 104 mm, niet i.c.m. zithoogte 370-420 mm (24") & 370-430mm (25"), niet i.c.m. carbon asbuis, niet icm sport anti-tip of trapbuis. niet i.c.m. handbike. Max ZB 460 mm. (2) alleen i.c.m. soft massief voorwiel										
							Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.nl			
							© Sunrise Medical 2026 Pagina 6/9			

QUICKIE NITRUM

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs		€
BANDEN (kies één bandtype)		
NTR070101	◇ Luchtband, fijn profiel, Schwalbe rightrun	std
NTR070107	□ Luchtband, Schwalbe One met Raceguard lekbescherming (L)	151
NTR070102	□ Band massief (+) (alleen i.c.m. 24")	127
NTR070104	□ Luchtband, anti-lek, Schwalbe marathon Plus Evolution (+)	122
NTR090163	□ Extra set binnen- en buitenband (niet i.c.m. massief)	62
HOEPELS		
NTR070202	◇ Aluminium, zilver geanodiseerd (L)	std
NTR070201	○ Aluminium, zilver, transparante poedercoating (L)	gm
NTR070203	□ Aluminium, gekleurde poedercoating (L) (zie blz. 8 voor de kleuren)	102
NTR070204	□ Edeltaal (+)	88
NTR070205	□ Titanium	457
NTR070206	□ Titanium, transparante poedercoating	457
NTR070207	□ Supergrip ® (+)	438
NTR070208	□ Maxgrepp ® (+) (alleen 24" en hoepel montage breed 27 mm)	486
NTR070212	□ Ellipse 3R, zwart (+)	457
Built-4-Me C30		
FMG-MF06-3247-01	□ Carbolife Gekko hoepel 24" (+)	526
FMG-MF06-3247-02	□ Carbolife Gekko hoepel 25" (+)	526
FMG-MF06-3247-03	□ Carbolife Quadro hoepel 24" (+)	526
FMG-MF06-1980-01	□ Tetra hoepel	264
Hoepel montage		
NTR070317	◇ Standaard = 17mm (niet i.c.m. Maxgrepp hoepels)	std
NTR070327	□ Breed = 27mm (niet i.c.m. Ellipse 3R)	47
NTR070307	□ Supersmal = 7mm (alleen i.c.m. edeltaal of Ellipse 3R hoepels) (niet i.c.m. lichtgewicht, Proton en Spinergr achterwielen en edelstalen hoepels; niet i.c.m. Maxgrepp hoepels)	47
NTR070250	□ Hoepelhoezen (alleen i.c.m. 24")	156
ASBUIIS		
NTR010401	◇ Asbuis aluminium, zwart	std
NTR010402	□ Asbuis Carbon (1)	246
NTR010403	□ Asbuis Carbon superlicht, zwart (L) (1) (niet icm WheelDrive)(alleen 0° camber)(achteraf niet instelbaar)	476
WIEL CAMBER		
NTR070600	○ 0°	gm
NTR070603	○ 3°	gm
NTR070606	○ 6° (niet i.c.m. asbuis carbon)(niet i.c.m. WheelDrive)	gm
NTR070609	○ 9° (niet i.c.m. asbuis carbon)(niet i.c.m. Wheeldrive)(niet i.c.m. handbike as)	gm
REMMEN		
NTR060001	◇ Standaard duwremmen	std
NTR060002	□ Kniehevelremmen	112
NTR060010	□ Remverlengers, neerklapbaar (alleen i.c.m. kniehevelrem)	57
NTR060023	□ Compacte schaarremmen EVO (niet i.c.m. 6° en 9° camber)	139
NTR060024	□ Compacte schaarremmen lichtgewicht EVO (L) (2) (niet i.c.m. 6° en 9° camber)	149
Built-4-Me C30		
NTR060006	□ Eenhandige rembediening links (+)	324
NTR060007	□ Eenhandige rembediening rechts (+)	324
ACCESSOIRES		
NTR090000	○ Gereedschapsetje	gm
NTR090025	□ Handpompje	16
NTR090030	□ Rugzak	95
750115	□ Quickie design rugzak	99
750307	□ Quickie design frametasje	84
TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19		
NTR090100	□ Transporthulpset	172
(1) accessoires kunnen niet aan de asbuis gemonteerd worden (2) niet icm handbikes, zwaartepuntverstelling max 20 mm verstelbaar achteraf		
© Sunrise Medical 2026 pagina 7/11		

QUICKIE NITRUM

◊ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

€

FRAMEKLEUR

	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		€ 105			€ 105
01 Matt Black	○	□	12 Royal Blue	○	□
02 Gloss Black	○	□	13 Brilliant Ocean	○	□
03 Metallic Shadow	○	□	14 Scarlet Noir	○	□
04 Starlight White	○	□	15 Red Pepper	○	□
05 Silver Ore	○	□	16 Cherry Lustre	○	□
06 Storm Gray	○	□	17 Turbo Green	○	□
07 Desert Tan	○	□	18 Pink Power	○	□
08 Desert Sage	○	□	19 Satin Rose	○	□
09 Salute Green	○	□	20 Mystic Purple	○	□
10 Velvet Sapphire	○	□	21 Solar Orange	○	□
11 Midnight Blue	○	□	22 Velocity Yellow	○	□

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht achterwielen

(spaken zwart)

NTR100336	□	Oranje geanodiseerd	250	
NTR100337	□	Blauw geanodiseerd	250	
NTR100338	□	Rood geanodiseerd	250	

LABELKLEUR - voor stickers ("Nitrum" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

NTR100550	◊	Zwart	std	
NTR100551	○	Zilver	gm	
NTR100552	○	Oranje	gm	
NTR100553	○	Rood	gm	
NTR100554	○	Blauw	gm	

AS-ADAPTERKLEM

NTR100560	◊	Zilver	std	
NTR100561	○	Oranje	gm	
NTR100562	○	Rood	gm	
NTR100563	○	Blauw	gm	

KLEUR FRAMEMOTIEF "FLOATING DOTS" - labelkleur is gelijk aan "Floating Dot" kleur

NTR100570	□	Zwart	255	
NTR100575	□	Mat zwart	255	
NTR100571	□	Zilver (grijs)	255	
NTR100572	□	Oranje	255	
NTR100573	□	Rood	255	
NTR100574	□	Blauw	255	

BUILT-4-ME C30

FMG-MA01-1185-02	□	Speciale kleur, RAL (zelf invullen)	299	
------------------	---	---	-----	--

built4me

Quickie Nitrum - Basisprijs


Prijs optie.....€

Totaalprijs.....€

Sunrise Medical Customer Service
T: 088 - 50 123 45
orders@sunrisemedical.nl

© Sunrise Medical 2026 pagina 8/11

Maatvoering tabel Nitrum met Ergozit



Ergozit lengte:	mm
Zwaartepuntinstelling:	mm
Rughoogte:	mm
Lumbaalhoogte:	mm
Lumbaalhoek:	graden
Neeklapbare rug:	ja / nee

- Lengte Ergozit beschikbaar van 100 - 150 mm.
- Maximaal verschilzithoogte voorzijde en achterzijde is 80 mm.
- Elke order wordt gecheckt voor productie. Het is mogelijk dat het monteren van een Attitude of handbike verstevigingskit niet mogelijk is. Dit krijgt u dan bevestigd op de offerte.
- Niet mogelijk i.c.m.:
 - Hybrid frame
 - Zwaartepunt aan voorzijde Ergozit
 - Standaard zitmat

ZITMAT

NTR020002 t/m 020004



NTR020012 t/m 020018



DUWHANDVATTEN

NTR030201



NTR030203



NTR030204



NTR030015



RUGLEUNING

NTR030090



NTR030157



NTR030158



NTR030158



NTR030211



NTR030316



NTR030317



ZIJKANTEN & ARMSTEUNEN

NTR040101



NTR040102



NTR040103




NTR040104



VOETPLATEN

NTR050029



NTR050030



NTR050022



NTR050026



NTR010040



VOORVORKEN

NTR080008



NTR080013 & NTR080306



ACHTERWIELEN

NTR070001



NTR070002



NTR070003



NTR070004



BANDEN

NTR070101



NTR070106



NTR070107



NTR070104



HOEPELS

NTR070208



NTR070212



REMMEN

NTR060001



NTR060002



NTR060023



NTR060004




KLEUREN

AS-ADAPTERKLEM



FLOATING DOTS



NTR100336



NTR100337



NTR100338

