



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-ATTITUDE-NL-NL-REV1

Geldig vanaf 01-01-2026

Empulse ATTITUDE®

Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise ordernr.:

- ☐ Order
☐ Offerte

- ☐ = Standaard ☐ = Meerprijs
☐ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 100 kg

Gebruikersgewicht: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 3.995,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

ATTITUDE - MODEL SELECTEREN

ATT010801	☐ ATTITUDE Manual Terugtraprem, 8 versnellingen (naaf), voor- en achterverlichting; snelheidsmeter; fietsstandaard voorzien van wieltes; handvatten; v-crank.	Basisprijs	€ 3.995
ATT010065	☐ ATTITUDE Hybrid 10 versnellingen cassette; trigger shifter; 8 Ah lithium-ion accu (36V, 288 Wh); 2A oplader; USB aansluiting; ondersteuning tot max. 25 km/u; 60 km actieradius; voor- en achterverlichting; fietsstandaard voorzien van wieltes; handvatten; v-crank; schijfrem; snelheidsmeter geïntegreerd in het scherm	Basisprijs	€ 6.995

AFMETINGEN ROLSTOEL

ROLSTOELMODEL - rolstoel type welke wordt gecombineerd met de ATTITUDE

☐ Life T (alleen vast voorframe)
☐ Life RT (alleen vast voorframe)
☐ Life (alleen vast voorframe)
☐ Life R (alleen vast voorframe)
☐ Easy 200
☐ QS5 X
☐ Xenon ² (alleen vast voorframe)
☐ Argon ²
☐ Nitrum
☐ Helium

☐ Invacare	Küschall K-serie * / **	648
☐ Invacare	Küschall KSL *	648
☐ Invacare	Küschall Advance *	330
☐ Invacare	Küschall Champion *	330
☐ Otto Bock	Avantgarde CS *	450
☐ Otto Bock	Avantgarde CLT *	450
☐ Otto Bock	Motus CS *	450
☐ RGK	Tiga *	330
☐ TNS	Activator	648
☐ TNS	RSX	450
☐ TNS	#ONE	450
☐ TNS	Activator 2.5	450

☐ Meyra	Smart F *	450
☐ Meyra	Nano *	450
☐ Meyra	Avanti Pro *	450
☐ Meyra	Hurricane *	450
☐ ProAktiv	Traveler *	450
☐ ProAktiv	Speedy *	450
☐ Progeo	Joker *	450
☐ Wheels2move	Panthera *	450
☐ TiLite	TR, TRA	330
☐ TiLite	T, Z, ZR, ZRA	330

* het V-frame mag een maximale hoek van 5° hebben
** rond frame, tot 02-2020

Bij bestelling van een Attitude voor een bestaande Helium met handbike asplaat, dient het onderdeel hieronder meebesteld te worden:

066983 ☐ Frame versterkingskit t.b.v. Empulse Attitude € 620
Serienummer Quickie Helium:

ATT090213 ☐ ATTITUDE - bestel uw rolstoel op een aparte order

Built-4-Me


FMG-MA03-3201-01 ☐ Aanpassing lengte dockingsysteem -20 tot +60 mm (1) € 370
☐ -20 mm ☐ 0 mm ☐ +20 mm ☐ +40 mm ☐ +60 mm

ROLSTOEL VOORFRAME BREEDTE

opgemeten vanaf buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis




260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐




EMPULSE ATTITUDE

ATTITUDE Manual / Hybrid - crankpositie range




ATTITUDE Manual / Hybrid vork - hoek en diepte instelbaar

ATTITUDE Manual / Hybrid - crank positie range met optie ATT080035 "Vork, diepte en hoek instelbare crank positie"



Diepte instelbaar: 100mm (+/- 50mm in vergelijking met standaard vork)


Hoek instelling: van 0° (parallel tot de grond) tot 28°



FMG-MA03-3201-01 Adaptation link -20 tot + 60 mm

Om de pedaalpositie 2 cm dichterbij of tot 6 cm verder te verplaatsen



EMPULSE ATTITUDE				Manua	Hybrid	€
☒ Standaard ☐ Geen meer-/minderprijs ☐ Meerprijs						
VORK						
ATT080034	☐ Vork standaard			✓	✓	gm
ATT080035	☐ In hoek en diepte instelbare crank-positie			✓	✓	gm
BANDEN						
ATT070104	☐ Marathon Plus Evolution			✓	✓	gm
ATT070110	☐ Schwalbe Mountain Bike			✓	✓	gm
VERSNELLINGEN						
Attitude Manual						
ATT070082	☒ 1x 11 versnelling (derailleur), handrem bedient schijfrem			✓	-	std
ATT070045	☐ 11 versnellingen (derailleur), trigger shift			✓	-	gm
ATT070043	☐ 8 versnellingen (naaf), incl. terugtraprem (geen schijfrem)			✓	-	188
Attitude Hybrid						
ATT070103	☒ 10 versnellingen (derailleur)			-	✓	std
CRANK EN HANDVATTEN - speciale lengte, breedte en uitvoeringen via B4M						
ATT080022	☐ V-crank, standaard Lengte: 170 mm Breedte: 470 mm 			✓	✓	gm
ATT080023	☒ Handvat, verticaal, 10°, diameter 30 mm Built-4-Me			✓	✓	std
ATT080027	☐ Quad, handondersteuning			✓	✓	242
ATT080028	☐ Quad, armondersteuning			✓	✓	254
ATT080024	☐ Handvat, verticaal, 10°, diameter 40 mm			✓	✓	gm
ATT080025	☐ Handvat, verticaal, 25°, ovaal, diameter 37 x 21 mm			✓	✓	146
ATT080026	☐ Handvat, verticaal, 25°, ovaal, diameter 47 x 32 mm			✓	✓	146
SCHIJFREEM - tevens parkeerrem						
ATT060050	☐ Schijfrem bediend door remhendel <i>(niet i.c.m. ATT070043)</i>			✓	✓	gm
ATT060053	☐ Performance remhendel (eenvoudig instelbaar en aanpasbaar)			✓	✓	45
ATT060102	☐ Rem, rechts gemonteerd			✓	✓	gm
ATT060101	☐ Rem, links gemonteerd			✓	✓	gm
ATT060052	☐ 2 remmen plus parkeerrem <i>(niet i.c.m. ATT070043) (parkeerrem is een velgrem, niet een schijfrem)</i>			✓	✓	174
ACCESSOIRES						
ATT090074	☒ Voor- & achterverlichting			✓	-	std
ATT090080	☒ Snelheidsmeter <i>(geïntegreerd in het scherm van de Hybrid)</i>			✓	✓	std
ATT090095	☒ Spatbord aangeschroefd, zwart			✓	✓	std
ATT090085	☒ Bel			✓	✓	std
ATT160040	☐ Accu, lithium-ion, 36V, 14 Ah, 504 Wh (vervangt de standaard 8 Ah accu) tot 110 km actieradius			-	✓	165
ATT110206	☐ Snellader 4A (vervangt de standaard 2A lader)			-	✓	233
ATT090209	☐ Extra Li-ion-accu: 36V, 8 Ah (288 Wh t.b.v. luchttransport (IATA))			-	✓	1.076
ATT090220	☐ Extra Li-ion-accu: 36V, 14 Ah (tot 110 km actieradius), 504 Wh			-	✓	1.178
ATT090092	☐ Achterlicht			-	✓	56
ATT090067	☐ Achteruitkijkspiegel			✓	✓	58
ATT090081	☐ Bidonhouder			✓	✓	33
ATT090082	☐ Bagagedrager voor fietstas			✓	✓	191
ATT090024	☐ Handluchtcompressor (0 - 11 bar)			✓	✓	133
ATT090084	☐ Tractiegewicht 5kg (afneembaar)			✓	✓	118
ATT090041	☐ Gereedschapset			✓	✓	29
ATT090096	☐ Beschermfolie t.b.v. rolstoel of Attitude			✓	✓	45

EMPULSE ATTITUDE

ATTITUDE opties



Schwalbe Marathon Plus Evolution



Schwalbe Mountain Bike



Vork, hoek en diepte instelbare crank
(Attitude Manual & Hybrid)



Shifter, trigger shift



Hendel, verticaal, 10°,
diameter 30 mm



Quad,
handondersteuning



Quad,
armondersteuning



Hendel, verticaal, 25°,
ovaal



Performance rem



Spatbord



Spiegel



Bidonhouder



Bagagedrager
voor fietstas



Handluchtcompressor
(0 - 11 bar)



Tractiegewicht 5kg
(afneembaar)



Bel



Gereedschapset

EMPULSE ATTITUDE

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

KLEUR

(frame-, kettingkast- en crankkleur zijn apart van elkaar te kiezen)

Framekleur		Kettingkast		Crank	
ATT101101	○ 01 Matte Black	ATT101801	○ 01 Matte Black	ATT101901	○ 01 Matte Black
ATT101102	○ 02 Gloss Black	ATT101802	○ 02 Gloss Black	ATT101902	○ 02 Gloss Black
ATT101103	○ 03 Metallic Shadow	ATT101803	○ 03 Metallic Shadow	ATT101903	○ 03 Metallic Shadow
ATT101104	○ 04 Starlight White	ATT101804	○ 04 Starlight White	ATT101904	○ 04 Starlight White
ATT101105	○ 05 Silver Ore	ATT101805	○ 05 Silver Ore	ATT101905	○ 05 Silver Ore
ATT101106	○ 06 Storm Gray	ATT101806	○ 06 Storm Gray	ATT101906	○ 06 Storm Gray
ATT101107	○ 07 Desert Tan	ATT101807	○ 07 Desert Tan	ATT101907	○ 07 Desert Tan
ATT101108	○ 08 Desert Sage	ATT101808	○ 08 Desert Sage	ATT101908	○ 08 Desert Sage
ATT101109	○ 09 Salute Green	ATT101809	○ 09 Salute Green	ATT101909	○ 09 Salute Green
ATT101110	○ 10 Velvet Sapphire	ATT101810	○ 10 Velvet Sapphire	ATT101910	○ 10 Velvet Sapphire
ATT101111	○ 11 Midnight Blue	ATT101811	○ 11 Midnight Blue	ATT101911	○ 11 Midnight Blue
ATT101112	○ 12 Royal Blue	ATT101812	○ 12 Royal Blue	ATT101912	○ 12 Royal Blue
ATT101113	○ 13 Brilliant Ocean	ATT101813	○ 13 Brilliant Ocean	ATT101913	○ 13 Brilliant Ocean
ATT101114	○ 14 Scarlet Noir	ATT101814	○ 14 Scarlet Noir	ATT101914	○ 14 Scarlet Noir
ATT101115	○ 15 Red Pepper	ATT101815	○ 15 Red Pepper	ATT101915	○ 15 Red Pepper
ATT101116	○ 16 Cherry Lustre	ATT101816	○ 16 Cherry Lustre	ATT101916	○ 16 Cherry Lustre
ATT101117	○ 17 Turbo Green	ATT101817	○ 17 Turbo Green	ATT101917	○ 17 Turbo Green
ATT101118	○ 18 Pink Power	ATT101818	○ 18 Pink Power	ATT101918	○ 18 Pink Power
ATT101119	○ 19 Satin Rose	ATT101819	○ 19 Satin Rose	ATT101919	○ 19 Satin Rose
ATT101120	○ 20 Mystic Purple	ATT101820	○ 20 Mystic Purple	ATT101920	○ 20 Mystic Purple
ATT101121	○ 21 Solar Orange	ATT101821	○ 21 Solar Orange	ATT101921	○ 21 Solar Orange
ATT101122	○ 22 Velocity Yellow	ATT101822	○ 22 Velocity Yellow	ATT101922	○ 22 Velocity Yellow

"ATTITUDE" STICKERKLEUR

ATT100550	○ Zwart	gm
ATT100551	○ Zilver	gm
ATT100552	○ Oranje	gm

BUILT-4-ME

FMG-MA03-3222-01 □ Eenhandige ontgrendeling brackets € 217



OPMERKINGEN

built4me

Empulse ATTITUDE - Basisprijs

Prijs optie	 €
Exclusief BTW	 €
BTW	 €
Totaalprijs	 €

Sunrise Medical Customer Service
T: 088 - 50 123 45
orders@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl
© Sunrise Medical 2026